



**Aker universitetssykehus HF**  
**Hormonlaboratoriet**

Prøver sendes til:

**Hormonlaboratoriet**

Aker Universitetssykehus HF  
0514 Oslo

Navn: .....

F.nr: (11siffer).....

Adresse: .....

Postnr: ..... Poststed: .....

Poliklinisk : JA  Nei

## Rekvisisjon til årskontroll Barnediabetesregisteret

Kryss av hvis prøven er tatt ved diagnosetidspunkt

Rekvirent.....*Rekvirent kode!!*

Sykehus .....

Legenavn:.....

Legens HPR-nummer:.....

**Prøvedato:**.....**Kl.:**.....

Prøvene sendes **man/tirs/ons/(tors)** for å unngå forsendelse i romtemperatur over helgen. Prøve tatt fredag settes i kjøleskap og sendes Aker universitetssykehus mandag.

### Til den som tar prøven

- Prøvemateriale:
  1. EDTA-blod (minimum 3 ml) (fullblod, skal ikke sentrifugeres)
  2. Serumglass 2 gelglass à 4 -7 ml
- Pasientinformasjon:  
Vær nøye med fullt **personnummer** og **pasientens postnummer**

### Til den som mottar prøven på Aker universitetssykehus, Hormonlab.

- Serumglass som følger denne rekvisisjonen, settes i eget stativ i kjøleskapet. Hentes av cellelab til avpipettering. **Skal ikke fryses.**
- EDTA-glass som følger denne rekvisisjonen, settes i eget stativ i kjøleskapet. Hentes av cellelab til DNA ekstraksjon.
- Rekvisisjonen legges i posthyllen til cellelab samme dag som prøven mottas.